


Поликлональные Антитела Против Fgfr4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P22455

Артикул: CM0028835



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого FGFR4 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают белок FGFR4 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигнальных путей FGFR4 в процессах пролиферации клеток, метаболизма и онкогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGFR4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	TKF; JTK2; CD334; FGFR4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2264
ID гена	2264
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-150 человеческого FGFR4 (NP_998812.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22455
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент