

Моноклональное Антитело Против Fgg Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02679

Артикул: CM0009763



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на гамма-цепь фибриногена человека (FGG). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA; детектирует полосы ~49/52 кДа. Идеально для исследований тромбоза и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGG Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FGG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2266
ID гена	2266
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02679
Молекулярная масса белка	49 кДа/52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом