

Поликлональное Кроличье Антитело Против Fgg Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P02679

Артикул: CM0026190



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому FGG (гамма-цепь фибриногена), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований гемостаза и свертывания крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGG Rabbit pAb
Примечания/Альтернативное название	FGG
Вид хозяина антигена	Человек
GeneID (человек)	2266
GeneID	2266
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50–330 человеческого FGG (NP_000500.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02679
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовая упаковка