

Поликлональное Антитело Anti-Fggy Для Wb, Elisa - Q96C11

Артикул: CM0013991

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на белок человека, содержащий домен углеводной киназы FGGY. Валидировано для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований фосфорилирования D-рибулозы и метаболической репарации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело FGGY
Примечания/псевдоним	FGGY
Вид	Человек
GeneID (человек)	55277
GeneID	55277
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого FGGY (NP_060761.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96C11
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом