

Поликлональное Антитело Против Fgl2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q14314

Артикул: CM0015726

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческой фибролейкина (FGL2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения функций лимфоцитов на слизистых оболочках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGL2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	FGL2; T49; pT49
Вид	Человек
GeneID (человек)	10875
GeneID	10875
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-140 человеческого FGL2 (NP_006673.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14314
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	С ледяным пакетом