


Поликлональное Антитело Anti-Fgr Для Wb, Ihc-P, Elisa — P09769

Артикул: CM0019845



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FGR (SWISS P09769) для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и крысы. Подходит для изучения сигнальных путей нерецепторных тирозинкиназ в иммунных ответах и динамике цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGR Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SRC2; c-fgr; c-src2; p55-Fgr; p58-Fgr; p55c-fgr; p58c-fgr; FGR
Вид	Человек
GeneID (человек)	2268
GeneID	2268
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FGR (NP_005239.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P09769
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Пакет со льдом