

Поликлональное Антитело Против Fh (Фумаратгидратазы) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P07954

Артикул: CM0022516



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FH, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает FH человека, мыши, крысы. Подходит для исследований цикла Кребса, репарации ДНК и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] FH Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2271
ID гена	2271
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого FH (NP_000134.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07954
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом