

Поликлональное Антитело Против Anti-Fh (Фумаратгидратазы) Для Вб, Иг-П, Иф/Мки, Ифа — P07954

Артикул: CM0027157



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой FH (фумаратгидратазы), валидированное для ВБ, ИГ-П, ИФ/МКИ и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Подходит для исследований цикла трикарбоновых кислот и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FH Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
Вид	Человек
ID гена	2271
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 45-510 человеческой FH (NP_000134.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07954
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодовой пакет