

Моноклональное Антитело Anti-Ffhit Для Wb, Elisa - P49789

Артикул: CM0005973



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого FHIT (FRA3B/AP3Aase). Валидировано для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышиным и крысиным белками. Белок массой 17 кДа. Для исследований апоптоза и супрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FHIT Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	FRA3B; AP3Aase; FHIT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2272
GeneID	2272
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FHIT (P49789).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49789
Молекулярный вес белка	17 кДа
Доставка	Сумка-холодильник