

Поликлональное Антитело Против Fhit Для Wb, Elisa — P49789

Артикул: CM0015052



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FHIT (FRA3B, AP3Aase), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для изучения супрессии опухолей, апоптоза и метаболизма нуклеотидов в образцах человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к FHIT
Примечания/синонимы	FRA3B, AP3Aase, FHIT
Вид	Человек
GeneID (человек)	2272
GeneID	2272
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-147 человеческого FHIT (NP_001159715.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P49789
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом