

Моноклональное Антитело Против Fhl2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q14192

Артикул: CM0004702



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий FHL2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения транскрипционной регуляции, апоптоза и биологии мышц. Артикул Q14192.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FHL2 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	DRAL; AAG11; FHL-2; SLIM3; SLIM-3; FHL2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2274
ID гена	2274
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-260 человеческого FHL2 (Q14192).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14192
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С ледяным пакетом