


Поликлональные Антитела Против Fhl3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - Q13643

Артикул: CM0030756



введение

Кроличьи поликлональные антитела против FHL3, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают белок 31 кДа в скелетных мышцах человека и мыши, поддерживая исследования транскрипционных коактиваторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FHL3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SLIM2; FHL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2275
GeneID	2275
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13643
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник