

Моноклональное Антитело Anti-Fhl5 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa — Q5Td97

Артикул: CM0008455



введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело против человеческого FHL5 (ACT), валидированное для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком мыши. Подходит для исследований сперматогенеза и специфической для семенников транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против FHL5
Примечания/синонимы	ACT; FHL-5; dj393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
Вид	Человек
GeneID	9457
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 162–284 человеческого FHL5 (NP_065228.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q5TD97
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом