

Поликлональное Антитело Кролика Против Fibr Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П - O43427

Артикул: CM0025974

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого FIBP (кислый внутриклеточный связывающий белок FGF) для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунопреципитации (IP), иммуноферментного анализа (ELISA). Валидировано на материале человека, мыши, крысы. Участвует в сигналинге FGF1 и установлении эмбриональной латеральности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FIBP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FGFIBP; FIBP-1; TROFAS; FIBP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9158
GeneID	9158
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-364 человеческого FIBP (NP_004205.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунопреципитация (IP), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43427
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом