


Кроличье Моноклональное Антитело Против Fibrillarin Для Вестерн-Блоттинга - P22087

Артикул: CM0005659



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Fibrillarin (FBL, 34 кДа), валидировано для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований ядрышковых белков и метилирования рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Fibrillarin
Примечания/Альтернативные названия	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2091
GeneID	2091
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 111-210 человеческого Fibrillarin/U3 RNP (NP_001427.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22087
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом