


Поликлональные Антитела Anti-Fibrillarin/U3 Rnp Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа — P22087

Артикул: CM0017415



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Fibrillarin/U3 RNP, подходящие для ВБ, ИФ/ИКК, ИП и ИФА. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши, крысы и обезьяны — универсальный инструмент для изучения функции ядрышек и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Fibrillarin/U3 RNP кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/алиасы	FIB; FLRN; Nop1; RNUIP1; Fibrillarin/U3 RNP
Вид	Человек
ID гена (человек)	2091
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-321 человеческого Fibrillarin/U3 RNP (NP_001427.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	P22087
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С контейнером со льдом