


## Кроличье Моноклональное Антитело К Фибрилларину/U3 Rnp Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Артикул: CM0003045



### введение

Кроличье моноклональное антитело к фибрилларину/U3 RNP человека (P22087), валидированное для методов WB, IF/ICC, IP, ELISA. Обнаруживает белок 34 кДа; обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными белками. Подходит для исследований биологии ядрышка.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кроличье моноклональное антитело к фибрилларину/U3 RNP                                                                                   |
| Примечания/Синонимы          | FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Фибрилларин/U3 RNP                                                                                             |
| Вид                          | Человек                                                                                                                                  |
| Идентификатор гена (человек) | 2091                                                                                                                                     |
| Идентификатор гена           | 2091                                                                                                                                     |
| Иммуноген                    | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 222-321 фибрилларина/U3 RNP человека (P22087). |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                    | Моноклональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                   | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность    | Человек, мышь, крыса                                                                                                                     |
| SWISS                        | P22087                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка     | 34 кДа                                                                                                                                   |
| Транспортировка              | Пакет со льдом                                                                                                                           |