


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фибрилларина/U3 Rnp Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа — P22087

Артикул: CM0013389



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против фибрилларина (FBL) — нуклеолярной метилтрансферазы. Валидирована для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИП и ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши, крысы и обезьяны. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом и функций нуклеоля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фибрилларин/U3 RNP кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
Вид	Человек
GeneID (человек)	2091
GeneID	2091
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-321 фибрилларина/U3 RNP человека (NP_001427.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	P22087
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С хладагентом