

Поликлональное Антитело Против Альфа-Цепи Фибриногена (Fga) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P02671

Артикул: CM0018464



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на альфа-цепь фибриногена человека (FGA). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований гемостаза и тромбоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против альфа-цепи фибриногена (FGA)
Примечания/синоним	Fib2; альфа-цепь фибриногена (FGA)
Вид	Человек
GeneID (человек)	2243
GeneID	2243
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 410-559 альфа-цепи фибриногена человека (FGA) (NP_000499.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02671
Молекулярная масса белка	95 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент