

Антитело К Альфа-Цепи Фибриногена (Fga) Кролика (Моноклональное) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Артикул: CM0002407

введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против альфа-цепи фибриногена человека (FGA). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Перекрестная реакция с крысой. Идеально подходит для исследований гемостаза, тромбоза и свертывания крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альфа-цепь фибриногена (FGA) мАб кролика
Примечания/Псевдоним	Fib2; Альфа-цепь фибриногена (FGA)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2243
ID гена	2243
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-800 альфа-цепи фибриногена человека (FGA) (P02671)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P02671
Молекулярный вес белка	95кДа
Доставка	Сумка со льдом