

Кроличьи Поликлональные Антитела К Альфа-Фетопротейну Активации Фибробластов (Fap) Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q12884

Артикул: CM0024825



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FAP (сепраз, 88 кДа). Валидированы для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА с перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Идеально подходят для изучения ремоделирования внеклеточного матрикса, заживления ран и прогрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к альфа-фетопротейну активации фибробластов (FAP)
Примечания/Алиасы	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha; альфа-фетопротейн активации фибробластов (FAP)
Вид	Человек
GeneID (человек)	2191
GeneID	2191
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот с 26 по 760 человеческого FAP (NP_004451.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12884
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Холодовый пакет