

Поликлональное Антитело Против Фибронектина Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P02751

Артикул: CM0014537



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого фибронектина для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком; предназначено для исследований клеточной адгезии, подвижности и биологии внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к фибронектину
Примечания/Альтернативные названия	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Фибронектин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2335
GeneID	2335
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2169-2355 человеческого фибронектина (NP_002017.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02751
Молекулярная масса белка	272 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом