

Поликлональное Антитело Против Фибронектина Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P11276

Артикул: CM0027822



введение

Кроличье поликлональное антитело против фибронектина (P11276), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Иммуноген - рекомбинантный белок. Для исследований клеточной адгезии, фиброза и заживления ран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против фибронектина (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	Fn; Fn-1; E330027109
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2335
GeneID	14268
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2205-2477 мышинного фибронектина (NP_034363.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11276
Молекулярная масса белка	273 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом