

Кроличье Моноклональное Антитело К Фибронектину Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P02751

Артикул: CM0002015



введение

Кроличье моноклональное антитело к фибронектину (P02751), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для исследований клеточной адгезии, заживления ран и внеклеточного матрикса в различных научных приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фибронектину (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Фибронектин
Вид	Человек
ID гена	2335
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-2477 человеческого FN1 (P02751)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02751
Молекулярная масса белка	272 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом