

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фибронектина Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P02751

Артикул: CM0006675



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к человеческому фибронектину, валидированное для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Направлено против гликопротеина внеклеточного матрикса, участвующего в клеточной адгезии, заживлении ран и развитии рака. Подходит для научных исследований и разработки ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к фибронектину
Примечания/Альтернативные названия	FN1; CIG; ED-B; FINC; FN; FNZ; GFND; GFND2; LETS; MSF; fibronectin; Фибронектин
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2335
Идентификатор гена	2335
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 394-614 человеческого фибронектина (NP_997647.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02751
Молекулярная масса белка	71-73 кДа / 221-272 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом