


Поликлональные Антитела Против Fig4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92562

Артикул: CM0013176



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные на человеческий фосфатидилинозитол-фосфатазу FIG4. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестная реакция с мышью. Идеальны для изучения метаболизма PI(3,5)P2 и исследований нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FIG4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BOP; YVS; BTOP; SAC3; ALS11; CMT4J; KIAA0274; dj249i4.1; FIG4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9896
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 608-907 человеческого FIG4 (NP_055660.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92562
Молекулярный вес белка	104кДа
Доставка	Сумка со льдом