


Кроличье Моноклональное Антитело Против Филаггрина (Flg) Для If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Артикул: CM0011238



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело FLG для IF-P, IHC-P, ELISA. Специфически реагирует с человеческим филаггрином (435кДа). Идеально для исследований эпидермальной дифференцировки, кожного барьера и дерматологических заболеваний. Доставляется в пакете со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FLG кроличье mAb
Примечания/Алиасы	FLG1, ATOD2, FLG-1
Вид	Человек
GeneID	2312
Иммуноген	Рекомбинантный фрагмент
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20930
Молекулярная масса белка	435кДа
Доставка	Пакет со льдом