

Моноклональное Антитело Кролика К Филаггрину Для If-P, IHC-P, Elisa — P20930

Артикул: CM0009865



введение

Валидированное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий филаггрин (FLG, 435 кДа), для IF-P, IHC-P и ELISA. Филаггрин агрегирует кератиновые филаменты в процессе дифференцировки эпидермиса, что имеет важное значение для исследований кожного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к филаггрину
Примечания/синонимы	FLG1; ATOD2; FLG-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2312
GeneID	2312
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 198–288 человеческого FLG (NP_002007.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P20930
Молекулярная масса белка	435 кДа
Доставка	Пакет со льдом