

Моноклональное Антитело Против Филамина А Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P21333

Артикул: CM0012497



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий филамин А (FLNA), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью на мышинный белок. Идеально для изучения организации актинового цитоскелета, миграции клеток и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к филамину А
Примечания/Альтернативные названия	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Filamin A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2316
ID гена	2316
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 2548-2647 человеческого филамина А (P21333).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P21333
Молекулярная масса белка	281 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом