

Анти-Filamin A (Кроличья Поликлональное Антитело) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21333

Артикул: CM0022447



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого Filamin A (FLNA, ABP-280). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения цитоскелета, адгезии и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Filamin A кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	FLN, FMD, MNS, OPD, ABPX, CSBS, CVD1, FGS2, FLN1, NHBP, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, FLN-A, ABP-280, Filamin A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2316
GeneID	2316
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2348-2647 человеческого Filamin A (NP_001104026.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21333
Молекулярный вес белка	281кДа
Доставка	Сумка со льдом