

Поликлональные Антитела Против Филамина В (Flnb) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75369

Артикул: CM0019383



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FLNB (Филамин-B), валидированные для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают перекрестную реакцию с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения динамики актинового цитоскелета и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FLNB кроличья пАт
Примечания/синонимы	AOI, FH1, SCT, TAP, LRS1, TABP, FLN-B, FLN1L, ABP-278, ABP-280, FLNB
Вид	Человек
ID гена (человек)	2317
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1686–1785 человеческого FLNB (NP_001157789.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75369
Молекулярная масса белка	278 кДа
Доставка	Холодовая упаковка