

Поликлональные Антитела Против Филамина-С Для Wb, If/Icc, Elisa - Q14315

Артикул: CM0014138



введение

Кроличьи поликлональные антитела против Филамина-С (FLNC), валидированные для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеально подходят для исследований сборки саркомеров и мышечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FLNC Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ABPA; ABPL; FLN2; MFM5; MPD4; RCM5; CMH26; ABP-280; ABP280A; FLNC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2318
GeneID	2318
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2160-2340 человеческого FLNC (NP_001449.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14315
Молекулярный вес белка	291кДа
Доставка	Сумка со льдом