

Поликлональное Антитело Против Filip1L Для Wb, Elisa — Q4L180

Артикул: CM0019804

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на FILIP1L (DOC1, GIP130), валидированное для WB и ELISA с перекрёстной реактивностью с белками человека и мыши. Подходит для изучения антиангиогенной активности и сосудистой сети опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FILIP1L, поликлональное антитело кролика
Примечания/синонимы	DOC1; DOC-1; GIP90; GIP130; FILIP1L
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	11259
Идентификатор гена	11259
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–200 человеческого FILIP1L (NP_878913.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q4L180
Молекулярная масса белка	130 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом