

Кроличья Поликлональная Антитело Против Fip1L1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Un15

Артикул: CM0026018



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого фактора обработки 3'-конца пре-мРНК FIP1L1. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Подходит для изучения полиаденилирования мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FIP1L1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	Rhe; FIP1; hFip1; FIP1L1
Вид	Человек
ID гена (человек)	81608
ID гена	81608
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого FIP1L1 (NP_001128409.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6UN15
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом