

Моноклональное Антитело Против Fkbp10 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q96Ay3

Артикул: CM0006511

введение

Моноклональное кроличье антитело к FKBP10, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознаёт человеческий FKBP10 — белок массой 64 кДа, локализованный в ЭПР, обладающий активностью PPIase и связанный с несовершенным остеогенезом. Идеально подходит для исследовательских целей и разработки средств ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к FKBP10
Примечания/синонимы	FKBP10; BRKS1; FKBP65; OI11; OI6; PPIASE; hFKBP65; FK506 binding protein 10
Вид	Человек
GeneID	60681
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 303–582 человеческого FKBP10 (NP_068758.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96AY3
Молекулярная масса белка	39 кДа/64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом