

Поликлональное Антитело Кролика Против Fkbp10 Для Вестерн-Блоттинга - Q96Ay3

Артикул: CM0016945

введение

Валидированное методом нокаута (KO) поликлональное антитело кролика против FKBP10 для вестерн-блоттинга и ELISA, реагирующее с белками человека и мыши. FKBP10 — это пептидил-пролил цис-транс изомераза, локализованная в просвете эндоплазматического ретикулума и участвующая в сворачивании белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[KO Validated] FKBP10 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	OIG; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65; 10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	60681
ID гена	60681
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 303-582 белка FKBP10 человека (NP_068758.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96AY3
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом