

Антитело Anti-Fkbp10 Rabbit Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q96Ay3

Артикул: CM0011652

введение

FKBP10 Rabbit PolymAb® — это рекомбинантное моноклональное антитело кролика, которое выявляет FKBP10 человека, мыши и крысы. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Идеально подходит для изучения сворачивания белков, биосинтеза коллагена и развития костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP10 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65
Вид	Человек
GeneID (Человек)	60681
GeneID	60681
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96AY3
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом