

Поликлональное Антитело Против Fkbp11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N573

Артикул: CM0021158

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на FKBP11, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для изучения устойчивости к окислительному стрессу, регуляции pH в аппарате Гольджи и нейропротекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FKBP19; FKBP11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51303
GeneID	51303
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-150 человеческого FKBP11 (NP_057678.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N573
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом