

Анти-Fkbp12 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - P62942

Артикул: CM0019601



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого FKBP12 (FKBP1A), валидированные для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеальны для исследований сигнального пути TGF-бета, сворачивания белков и регуляции кальциевых каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP12 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2280
ID гена	2280
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-108 FKBP12 (NP_000792.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62942
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	С лед