

Поликлональное Антитело Против Fkbp1B Для Вб, Иг-П, Иф/Икк, Ифа - P68106

Артикул: CM0021156



введение

Кроличье поликлональное антитело к FKBP1B, валидированное для ВБ, ИГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживает FKBP1B человека, мыши, крысы (FK506-связывающий белок 12,6 кДа), участвующий в иммуносупрессии и фолдинге белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к FKBP1B
Примечания/синонимы	ОТК4; FKBP1L; PKBP1L; PPIase; FKBP12.6; FKBP1B
Вид	Человек
ID гена (человек)	2281
ID гена	2281
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P68106
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Холодильный пакет