

Кроличья Поликлональная Антитела Против Fkbp2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P26885

Артикул: CM0022559



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на FKBP2 (FKBP13), пептидил-пролил цис-транс изомеразу. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА на человеке и мыши. Идеальны для исследований сворачивания белков и иммуофилинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP2 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	FKBP13; PPlase; FKBP-13; FKBP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2286
ID гена	2286
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P26885
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	В пакете со льдом