

Кроличья Поликлональная Антитела Против Fkbp3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа - Q00688

Артикул: CM0027148



введение

Кроличьи поликлональные антитела против FKBP3, валидированные для Вестерн-блоттинга, Иммунопреципитации и ИФА. Реагируют с человеческим FKBP3, ядерным иммунофилином, обладающим пептидил-пролил изомеразной активностью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	FKBP-3; FKBP25; PPIase; FKBP-25; FKBP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2287
GeneID	2287
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q00688
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом