

Кроличья Моноклональная Антитело Против Fkbp38/Fkbp8 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q14318

Артикул: CM0010160



введение

Кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий FKBP38/FKBP8 (Q14318). Валидирована для WB, IF/ICC, ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Полезна для исследований апоптоза, митохондрий и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP38/FKBP8 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	FKBP38; FKBPγ38; FKBP38/FKBP8
Вид	Человек
ID гена (человек)	23770
ID гена	23770
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого FKBP38/FKBP8 (Q14318)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14318
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Холодильный пакет