

Анти-Fkbp38/Fkbp8 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14318

Артикул: CM0029846



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого FKBP38/FKBP8, валидированные для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестная реакция с мышью, крысой. Молекулярный вес 45 кДа. Подходят для исследований апоптоза и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP38/FKBP8 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23770
ID гена	23770
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-270 человеческого FKBP38/FKBP8 (NP_036313.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14318
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом