

Поликлональное Антитело Против Fkbp51/Fkbp5 Для Вб, Ифа - Q13451

Артикул: CM0027122



введение

Кроличье поликлональное антитело против FKBP51/FKBP5, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения трафика стероидных гормональных рецепторов, сигналинга Akt и функции иммунофилинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP51/FKBP5 кроличье пАнт
Примечания/Синонимы	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPlase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Вид	Человек
GeneID (человек)	2289
GeneID	2289
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 308-457 FKBP51/FKBP5 человека (NP_001139247.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13451
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет