

Кроличий Моноклональный Антитело Против Anti-Fkbp51/Fkbp5 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13451

Артикул: CM0011946



введение

Кроличий моноклональный антитело против FKBP51/FKBP5 (Q13451), валидированный для WB, IHC-P, ELISA с реактивностью к человеческому и крысиному белкам. Цель представляет собой 51 кДа иммуофилин, участвующий в транспортировке стероидных рецепторов, сигнализации Akt и активации NF-kB. Идеально подходит для исследований трансдукции сигналов и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP51/FKBP5 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPlase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2289
ID гена	2289
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q13451
Молекулярный вес белка	51kDa
Доставка	Сумка со льдом