

Поликлональные Антитела Против Fkbp52/Fkbp4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q02790

Артикул: CM0027291



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому FKBP52/FKBP4, подходящие для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Распознают образцы человека, мыши и крысы. Предполагаемая молекулярная масса — 52 кДа. Идеально подходит для исследований иммунофилинов и кошаперонов стероидных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP52/FKBP4 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPlase; FKBP52/FKBP4
Вид	Человек
ID гена (человек)	2288
ID гена	2288
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 220-459 человеческого FKBP52/FKBP52/FKBP4 (NP_002005.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02790
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовой пакет