

Кроличье Моноклональное Антитело Против Fkbp52/Fkbp4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q02790

Артикул: CM0011863



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок FKBP52/FKBP4 (SWISS: Q02790). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для исследований стероидных рецепторных комплексов и функций иммуофилинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к FKBP52/FKBP4
Примечания/Альтернативные названия	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPlase; FKBP52/FKBP4
Вид	Человек
ID гена	2288
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-92 человеческого белка FKBP4 (Q02790).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02790
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом