

Поликлональные Антитела Против Fkbp6 Для Wb, If/Icc, Elisa - O75344

Артикул: CM0026437



введение

Кроличьи поликлональные антитела против FKBP6, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелены на неактивную пептидил-пролил цис-транс изомеразу FKBP6, участвующую в сперматогенезе. Идеально подходят для исследований в области репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FKBP36; SPGF77; FKBP6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8468
GeneID	8468
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-327 человеческого FKBP6 (NP_003593.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75344
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом