


Поликлональное Антитело Против Fkrr Для Вб, Ифа - Q9H9S5

Артикул: CM0013237



введение

Кроличье поликлональное антитело к FKRP, валидированное для ВБ и ИФА, с перекрестной реактивностью к крысе. Нацелено на рибитол-5-фосфаттрансферазу, участвующую в гликозилировании дистрогликана. Подходит для исследования мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKRP кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	FKTR; MDC1C; LGMD2I; LGMDR9; MDDGA5; MDDGB5; MDDGC5; FKRP
Вид	Человек
ID гена (человек)	79147
ID гена	79147
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 30-220 FKRP человека (NP_077277.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9H9S5
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодильный пакет